


- ISTRUZIONI ED INFORMAZIONI DEL FABBRICANTE -



Il fabbricante declina qualsiasi responsabilità per danni causati da uso improprio del Dispositivo Medico o in disaccordo con i contenuti delle presenti istruzioni.

DESCRIZIONE PRODOTTO

Mascherina in PLP 3 veli, con elastici e stringinaso. Colore verde.

IMPIEGO

I Dispositivi Medici possono essere abbinati con eventuali dispositivi di protezione previsti per i casi specifici.

MODALITA' DI INDOSSO

Togliere il Dispositivo Medico dalla confezione ed indossarlo facendo in modo di non lacerare il tessuto.

NB: Le caratteristiche di protezione sono valide solo se il Dispositivo Medico è correttamente indossato, Bertozzi Srl non si assume alcuna responsabilità per uso improprio dei DM.

AVVERTENZE

Verificare che la taglia sia corrispondente alla persona che indossa il capo. Non effettuare modifiche al DM. Controllare che il DM sia integro ed esente da difetti (fori, scuciture, ...). Il Dispositivo Medico deve essere sostituito dopo ogni intervento. Abbandonare subito la zona di lavoro in caso di strappi o scuciture dell'indumento. Il Dispositivo Medico non deve essere aperto o rimosso in presenza di atmosfere infiammabili o esplosive o durante l'uso di sostanze infiammabili o esplosive.

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO

Il Dispositivo Medico deve essere conservato in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Se non contaminato può essere equiparato a un rifiuto urbano.

Se contaminato deve essere trattato come rifiuto pericoloso e smaltito secondo le norme di legge in vigore.

DURATA

Si consiglia l'utilizzo entro 5 anni dalla data di produzione.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Dispositivo Medico di Classe I non sterile ai sensi

Direttiva 93/42/CEE - Tipo II, conforme alla normativa EN 14683:2019

TAGLIA	CIRC. TORACE	ALTEZZA
S	86 - 94	164 - 172
M	94 - 102	172 - 180
L	102 - 110	180 - 188
XL	110 - 118	188 - 196
XXL	118 - 126	196 - 204
XXXL	126 - 134	204 - 212

Nota informativa REF. 14012 ED. 1 Rev. 04_Gennaio 2022

La Dichiarazione di conformità UE è scaricabile dal sito www.ajsia.com alla sezione download della pagina del prodotto.